



zdravější plnější

Pouze 2 kroky



Jednoduše vložte testovací proužek do oranžového otvoru.



Aplikujte malou kapku krve (0,6 µL) na testovací proužek.

Proč představují některé manuálně nastavované měřicí přístroje problém?

Klinické studie prokázaly, že:

- X** 1 ze 6 lidí s diabetes nesprávně nastavuje svůj měřicí přístroj
- X** některé špatně nastavené měřicí přístroje vykazují nepřesné výsledky se středovou odchylkou dosahující 43 %
- X** může dojít k závažným chybám v dávce inzulínu, pokud jsou výsledky testu hladiny glukózy v krvi získány z chybně nastavených přístrojů.

CONTOUR^{TS}

Jednoduchost a přesnost vyvinutá společností Bayer.



Převratný výrobek společnosti Bayer, který zamezuje nepřesnostem způsobeným chybně nastavenými přístroji. U většiny měřicích přístrojů je nutné manuálně vložit kód, kódový čip nebo kódový proužek s každou novou sadou testovacích proužků.

Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se na Vašeho lékaře, nebo zavolejte naši bezplatnou Zelenou linku 800 111 077. www.glukobayer.cz

| | |
|---|---------|
| Kód VZP glukometr Contour TS | 0085477 |
| Kód VZP testovací proužky Contour TS, 50 ks | 0085478 |



P.O. BOX 26, Durychova 972
142 00 Praha 411

Proč testují



CONTOUR^{TS}

Jednoduchost a přesnost vyvinutá společností Bayer.



Bayer HealthCare
Diabetes Care



Bayer HealthCare
Diabetes Care

Bayer, klíč v logu společnosti Bayer, CONTOUR, logo NO CODING a WinGlucfacts jsou ochranné známky společnosti Bayer.

©2007 Bayer HealthCare LLC. Všechna práva vyhrazena.

Novinka

CONTOUR^{TS}

S technologií No CodingTM
pro jednoduché a přesné měření.

Chci šťastnější život.



(Skutečná velikost)

CONTOUR^{TS}

to může uskutečnit s pomocí
jednoduchého, přesného měření.



Na rozdíl od většiny měřičů
glukózy v krvi CONTOURTM
TS používá technologii

No CodingTM. To znamená, že nemusíte
manuálně zadávat kód, kódový čip
nebo kódový proužek s každou novou
sadou testovacích proužků – což
zamezí chybám způsobeným chybným
nastavením.

Přesnost

✓ **No CodingTM technologie** zamezuje
chybám způsobeným chybným
nastavením, které Vás mohou vystavit
klinickému riziku.

plus

✓ **No CodingTM technologie** Vám
pomáhá vyvarovat se zmatku, protože
neobsahuje žádné kalibrační postupy.

✓ **No CodingTM technologie** pomáhá
snížovat cenu testovacích proužků
znehodnocených chybným nastavením.

Jednoduchost

- Rychlý čas měření 8 sekund
Vám pomáhá.
- Je nutný pouze malý (0,6 µL) vzorek
krve (skutečná velikost ●).
- Šetří čas, protože eliminuje kroky
pro nastavování přístroje.
- Oranžový vstupní otvor pro testovací
proužek usnadňuje vložení testovacího
proužku.



U diabetes je důležité pravidelné
měření hladiny glukózy v krvi.
Z tohoto důvodu vytvořila společnost
Bayer výrobek CONTOURTM TS. Je to
výsledek více než 60 let zkušeností
v oblasti diabetes.