





*Z našeho portfolia pro vás vybíráme vysoce kvalitní, komfortní a bezpečné **nitrilové a latexové vyšetřovací rukavice**. Každý typ má jiné výhody a možnosti využití. V našem katalogu najdete všechny důležité informace, které potřebujete, abyste si mohli zvolit rukavice odpovídající vašim potřebám.*

NITRILOVÉ RUKAVICE

Nitrilové rukavice jsou ideální náhradou vinylových nebo latexových vyšetřovacích rukavic, protože mají **široké možnosti využití**, nabízejí **vysoký komfort** a zároveň **zabezpečují vhodnou bariérovou ochranu** během použití. Nitrilové rukavice se již po několika minutách nošení přizpůsobí tvaru vaší ruky.

Bezprašné vyšetřovací rukavice

pro střední a vysoké riziko infekce



Bílé nitrilové rukavice jsou v porovnání s ostatními variantami nitrilových rukavic **tenčí a lehčí**.

Využití:

- ✓ úkoly s vysokým rizikem infekce
- ✓ pohotovost, záchranná služba
- ✓ ARO, JIP, urgentní příjem
- ✓ kroucení, hrubé odírání rukavice
- ✓ styk s potenciálně škodlivými chemikáliemi
- ✓ běžné infekce
- ✓ aplikace kanyl, sond, katetrů
- ✓ rektální vyšetření
- ✓ péče o rány, stomie, inkontinentní a infekční pacienty
- ✓ zacházení s kapalnými a tuhými dezinfekčními prostředky
- ✓ dlouhé procedury

**6N**

bílé



Bezprašné vyšetrovací rukavice

pro střední a vysoké riziko infekce



Mátové nitrilové rukavice jsou **materiálově pevnější** než bílá varianta.

Využití:

- ✓ úkoly s vysokým rizikem infekce
- ✓ pohotovost, záchranná služba
- ✓ ARO, JIP, urgentní příjem
- ✓ kroucení, hrubé odírání rukavice
- ✓ styk s potenciálně škodlivými chemikáliemi
- ✓ běžné infekce
- ✓ aplikace kanyl, sond, katetrů
- ✓ rektální vyšetření
- ✓ péče o rány, stomie, inkontinentní a infekční pacienty
- ✓ zacházení s kapalnými a tuhými dezinfekčními prostředky
- ✓ dlouhé procedury



6N

mátové

Bezprašné vyšetřovací rukavice

pro vysoké riziko infekce



Modré nitrilové rukavice představují **nejbezpečnější** a **nejpevnější variantu** v naší nabídce.

Využití:

- ✓ úkoly s vysokým rizikem infekce
- ✓ pohotovost, záchranná služba
- ✓ ARO, JIP, urgentní příjem
- ✓ **patologie, sterilizace**
- ✓ kroucení, hrubé odírání rukavice
- ✓ styk s potenciálně škodlivými chemikáliemi
- ✓ běžné infekce
- ✓ aplikace kanyl, sond, katetrů
- ✓ rektální vyšetření
- ✓ péče o rány, stomie, inkontinentní a infekční pacienty
- ✓ zacházení s kapalnými a tuhými dezinfekčními prostředky
- ✓ dlouhé procedury
- ✓ biopsie kostní dřeně vyžadující **vysoký stupeň přesnosti** ruční manipulace
- ✓ **ortopedické a torakální chirurgické případy**

9N

modré





LATEXOVÉ RUKAVICE

Latexové rukavice jsou vhodné pro běžné použití a jsou nejrozšířenějším typem rukavic používaných ve zdravotnictví. **Poskytují přiměřenou pevnost, bariérovou ochranu, pružnost a komfort.** Vyrábějí se z kaučukového mléka, při jejich používání je proto třeba brát v úvahu možnou alergii na kaučuk.

Bezprašné vyšetřovací rukavice

pro běžné mechanické nebo chemické namáhání



Využití:

- ✓ práce s dezinfekcí
- ✓ styk s potenciálně škodlivými chemikáliemi
- ✓ situace s vysokou pravděpodobností vystavení krvi či tělním tekutinám
- ✓ všechny běžné úkony s menším rizikem infekce / kontaminace
- ✓ krátké procedury



Zaprášené vyšetřovací rukavice

pro běžné mechanické nebo chemické namáhání



Využití:

- ✓ práce s dezinfekcí
- ✓ styk s potenciálně škodlivými chemikáliemi
- ✓ situace s vysokou pravděpodobností vystavení krvi či tělním tekutinám
- ✓ všechny běžné úkony s menším rizikem infekce / kontaminace
- ✓ krátké procedury

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ VYŠETŘOVACÍCH RUKAVIC

- ✓ *Používejte vždy ten typ rukavic, který je určený pro daný výkon.*
- ✓ *Navlékněte si rukavice až poté, co zaschne dezinfekce na vašich rukou.*
- ✓ *Nepoužívejte stejný pár rukavic při péči o více pacientů.*
- ✓ *Nepoužívejte rukavice, které jsou poškozené.*
- ✓ *Po ukončení činnosti a svléknutí rukavic si vždy ruce umyjte či dezinfikujte.*
- ✓ *Rukavice svlékněte neprodleně po použití.*
- ✓ *Použité rukavice je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení.*



Pro více informací a objednávky vyšetřovacích rukavic
nás kontaktujte na **divize.szm@promedica-praha.cz**.

www.promedica-praha.cz