



Contour[®] plus ONE[»]

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Stažení a instalace aplikace **CONTOUR™ DIABETES**




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Stažení aplikace

Na svém iPhoneu či iPadu
vstupte do App Store.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Stažení aplikace

Na svém iPhoneu či iPadu
vstupte do App Store.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci
CONTOUR™ DIABETES.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci
CONTOUR™ DIABETES.




Contour®
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci
CONTOUR™ DIABETES.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci
CONTOUR™ DIABETES.




Contour®
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Stažení aplikace

Zvolte **Získat** a následně **Nainstalovat** pro zahájení instalace aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.

Na vyžádání zadejte své heslo.




Contour[®]
plus **ONE**[™]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Stažení aplikace

Zvolte **Získat** a následně **Nainstalovat** pro zahájení instalace aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.

Na vyžádání zadejte své heslo.




Contour[®]
plus **ONE**)
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4.

Instalace aplikace

Zahájí se instalace aplikace
CONTOUR™ DIABETES.




Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5.

Nastavení aplikace

Aplikace **CONTOUR™ DIABETES**
je nainstalována.

Nyní můžete provést její nastavení.




Contour®
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5.

Nastavení aplikace

Aplikace **CONTOUR™ DIABETES**
je nainstalována.

Nyní můžete provést její nastavení.



Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotazy ohledně glukometru **CONTOUR® PLUS ONE** a aplikace **CONTOUR™ DIABETES**, promluvte si se zdravotnickým odborníkem a odkažte se na uživatelskou příručku. Pro více informací a zjištění, zda je glukometr **CONTOUR® PLUS ONE** k dostání ve vaší zemi, navštivte diabetes.ascensia.com.



Jakoukoli změnu své léčby, stravy nebo sportovního zapojení vždy předem konzultujte se svým poskytovatelem lékařské péče.

Získání aplikace



Apple a logo Apple společnosti Apple Inc. jsou obchodní známky registrované v USA a ostatních zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Slovní známka a logo Bluetooth jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto známek v tomto dokumentu podléhá oprávnění. Google Play a logo Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.

Datum přípravy: únor 2018 code: G.DC.12.2017.52587

© Copyright 2017. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.



**Contour®
plus ONE**

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions