




Léčba diabetu
může být ve vašich rukou
Představujeme glukometr
CONTOUR®PLUS ONE a nově vyvinutou
aplikaci **CONTOUR®DIABETES**




Diabetes v novém světle

Contour
plus ONE

Chytrý systém
monitoringu krevního cukru



Veźměte léčbu diabetu do svých rukou s aplikací CONTOUR®DIABETES



- Automaticky se synchronizuje* s vaším glukometrem CONTOUR®PLUS ONE pomocí Bluetooth®.
- Upozorňuje na tendence v rámci vašich hodnot glukózy v krvi.
- Podporuje vás v samostatné léčbě diabetu.



Pomáhá vám získat maximum informací z vašeho chytrého glukometru CONTOUR®PLUS ONE.

Funkce glukometru CONTOUR®PLUS ONE

- **Mimořádně přesné měření**

Pomůže vám získat přesné výsledky. Přísné standardy umožňují chybové rozpětí $\pm 0,83$ mmol/l, tj. ± 15 %.¹

Testy prokázaly, že glukometr CONTOUR®PLUS ONE provádí měření v celkovém rozpětí hodnot s chybovou odchylkou $\pm 0,47$ mmol/l, tj. $\pm 8,5$ %.²

- **Funkce smartLIGHT®**

Světelná signalizace vám poskytne okamžitou zpětnou vazbu na základě změřené hladiny glukózy v krvi:

Žlutá = nad cílovým rozmezím

Zelená = v limitu rozmezí

Červená = pod cílovým rozmezím

Zjednodušuje interpretaci hodnot na první pohled.



**Second-Chance®
Sampling**

- **Odběr vzorků Second-Chance®**

Vyzve vás k aplikaci krve na testovací proužek, pokud byl první vzorek nedostatečný. Máte 60 sekund na provedení. Díky tomu není nutno provádět nový vpich lancetou a plýtvat dalšími testovacími proužky. Glukometr CONTOUR®PLUS ONE funguje s testovacími proužky CONTOUR®PLUS.



Žlutá:
nad cílovým
rozmezím



Zelená:
v limitu rozmezí



Červená:
pod cílovým
rozmezím




¹ Norma ISO 15197 2013, upravující standardy přesnosti měření, připouští chybovou odchylku $\pm 0,83$ mmol/l při koncentraci glukózy $< 5,55$ mmol/l nebo ± 15 % při koncentraci glukózy $\geq 5,55$ mmol/l.

² Bailey TS. Journal of Diabetes Science and Technology, Červenec 2017; 11(4): 736–743.

Aplikace CONTOUR®DIABETES s novými chytrými funkcemi

Aplikace vyvinutá odborníky je jednoduchá, intuitivní a navržena tak, abyste měli léčbu diabetu plně pod kontrolou.





Aplikace nahrává výsledky z glukometru CONTOUR®PLUS ONE, a když má k dispozici dostatek hodnot, zjišťuje tendence ve vašich hodnotách hladiny glukózy v krvi, což může napomáhat k vylepšení vašeho životního stylu.

Snadné použití

Automatická synchronizace* s glukometrem při nahrávání hodnot glukózy v krvi.

Barevně rozlišená intuitivní obrazovka a snadná navigace.


Jasně a stručně pokyny pro nastavení výstrah či připomenutí testování.



Získejte lepší obrázek

Můžete zaznamenávat svá jídla, přidat informace o svých aktivitách i medikaci nebo připojit fotografie, poznámky či hlasové zprávy, které vám pomohou zasadit vaše hodnoty do kontextu.

Snadné pochopení



Moje tendence – pomáhá identifikovat tendence ve vašich výsledcích a oznamuje vám potenciální příčiny. Napomáhá pochopit a vidět diabetes v novém světle.

Záznam – můžete zaznamenávat události, např. stravování, aktivity a medikaci, a také přidávat fotografie, poznámky nebo hlasové zprávy, které vám pomohou zasadit váš výsledek do kontextu.



Připomínky testování – pomáhají při optimalizaci vašeho režimu testování, abyste získali ucelenější výsledky.

Zobrazení – pokud používáte inzulín a/nebo zaznamenáváte příjem sacharidů, můžete si nyní zobrazit dávky inzulínu, příjem sacharidů a výsledky hladiny glukózy v krvi v jednoduchém grafu.

Snadné sdílení s vaším lékařem

Poskytněte svému odbornému zdravotnickému pracovníkovi lepší přehled pomocí snadno srozumitelné sestavy deníku – tuto sestavu pošlete předem nebo si ji vezměte s sebou v den návštěvy ordinace.

Umožňuje exportovat data, takže tým zdravotníků zapojený do léčby diabetu může zobrazovat vaše výsledky v rámci softwaru dle vlastního výběru.




Podporuje
vás v samostatné
léčbě diabetu.

Stáhněte si aplikaci CONTOUR®DIABETES a podívejte se na léčbu diabetu v novém světle.



Pro více informací kontaktujte
obchodního zástupce společnosti Promedica
na diabetologie@promedica-praha.cz
nebo navštivte www.contourplusone.cz.



*Aplikace CONTOUR®DIABETES je k dispozici
na zařízeních se systémem Android a iOS.
Seznam kompatibilních zařízení naleznete
na stránkách <http://compatibility.contourone.com/>.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších
zemích. App Store je servisní značka Apple Inc.

Slovní známka a logo Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky vlastněné společností Bluetooth
SIG, Inc., a společnost Ascensia je používá na
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care Contour,
Second-Chance a Smartlight jsou ochranné známky
a/nebo registrované ochranné známky společnosti
Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings
AG. Všechna práva vyhrazena.



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4

www.promedica-praha.cz
Zelená linka: 800 111 077

