

KYSLÍKOVÁ A INHALAČNÍ TERAPIE

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO ANESTEZII A JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE



promedica



EfektLine

PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.
Novodvorská 136
142 00 Praha
www.promedica-praha.cz

Kyslíková terapie

KYSLÍKOVÁ HADIČKA



Je vyrobena z transparentního PVC. Lumen hadičky je zabezpečen proti zalomení. Koncovky hadičky jsou uzpůsobeny pro napojení na zdroj kyslíku.

Kyslíkovou hadičku dodáváme ve sterilním provedení.

KYSLÍKOVÉ BRÝLE



Kyslíkové brýle zajišťují komfort při použití pro akutní i chronické pacienty. Jsou určeny pro kyslíkovou terapii s nízkou frakcí kyslíku ve vdechované směsi.

Koncentrace kyslíku ve vdechované směsi je určena těmito parametry:

- ✓ průtokem kyslíku
- ✓ celkovým dechovým objemem pacienta
- ✓ dechovou frekvencí pacienta
- ✓ nasopharyngeálním objemem

Měkké nosní kanyly

- ✓ Zajišťují komfort a bezpečnost pacienta
- ✓ Zabraňují zpětnému vdechování
- ✓ Vyhovují anatomickým poměrům pacienta
- ✓ Jsou měkké a flexibilní

Systém má přívodní hadici, která je zabezpečena proti zalomení, a konektor vhodný k připojení na zdroj kyslíku. Pro aplikaci se doporučuje kyslík zvlhčovat, aby se zabránilo vysušení sliznic pacienta.

Kyslíkové brýle dodáváme ve sterilním provedení.



promedica



EfektLine

PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.
Novodvorská 136
142 00 Praha
www.promedica-praha.cz

Kyslíková terapie

KYSLÍKOVÁ MASKA



Během dýchání pacient vdechuje kyslík přes masku a okolní vzduch přes porty na stranách masky. Vzniká tak koncentrace kyslíku 40–60 %, která je závislá na dechovém objemu a frekvenci dechu pacienta. Kyslíková maska EfektLine umožňuje jednoduchou a rychlou manipulaci. Dobře sedí a těsní.

- ✓ Vyrobená z PVC pro lékařské použití (vynikající biokompatibilita)
- ✓ Vybavena nastavitelnou nosní kovovou destičkou a gumovou fixací pro pevné a pohodlné uchycení
- ✓ Zakrývá ústa a nos a je napojena na kyslíkovou láhev

Kyslíkové masky dodáváme ve sterilním provedení.

KYSLÍKOVÁ MASKA S VYSOKOU KONCENTRACÍ KYSLÍKU



Kyslíková maska pro dospělé, navržena pro podávání vysoké koncentrace kyslíku, je vyrobená z netoxického PVC a poskytuje optimální přizpůsobení a pohodlí.

- ✓ Vybavena nastavitelnou nosní kovovou destičkou a gumovou fixací pro pevné a pohodlné uchycení
- ✓ Součástí je dlouhá hadička o délce 210 cm (+ / - 5 %), která je odolná vůči ohybu a vybavena univerzálními konektory
- ✓ Otočný konektor umožňuje flexibilní nastavení podle polohy pacienta
- ✓ Ideální pro podávání kyslíku s přesnou regulací koncentrace, zajišťující správné okysličení pacienta v různých klinických scénářích

Sterilizována a balena jednotlivě, což garantuje její bezpečnost a připravenost k okamžitému použití.

TRACHEOSTOMICKÁ MASKA



Tracheostomická maska pro dospělé je navržena k zajištění efektivního a pohodlného přívodu vzduchu pacientům s tracheostomickou kanylou.

Díky své konstrukci a použitým materiálům poskytuje maska optimální ventilaci a minimalizuje úniky vzduchu.

- ✓ Vyrobená z měkkého, netoxického PVC, které je šetrné k pleti a minimalizuje riziko podráždění
- ✓ vybavena flexibilní manžetou, která se snadno přizpůsobí tvaru pacienta a zajišťuje bezpečné a pohodlné utěsnění kolem tracheostomické kanyly
- ✓ obsahuje nastavitelné popruhy, které umožňují její pevné uchycení na místě a snadné přizpůsobení různým velikostem krku

Je sterilizována a balena jednotlivě, což garantuje její bezpečnost a připravenost k okamžitému použití.



promedica

● EfektLine

PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.
Novodvorská 136
142 00 Praha
www.promedica-praha.cz

Inhalační terapie

Široké spektrum produktů pro individuální potřeby pacienta

Nebulizéry EfektLine jsou výkonné mikronebulizéry, kterými se rychle a účinně inhalačně podává lék. Nebulizéry jsou vyrobeny tak, aby byly schopny pokrýt široké spektrum velikostí inhalačních částic dle průtoku kyslíku a potřeb pacienta. Produkované částice mají rozměr 1,3–3,3 mikrometru. Nebulizační baňky jsou uzpůsobeny jak pro tracheobronchiální, tak pro alveolární aplikaci léčiva. Inhalační baňka je vytvořena tak, aby se zabránilo vytékání inhalačního roztoku při náklonu pacienta. Efektivní nebulizace probíhá v náklonu 0–90 stupňů. Objemové značení baňky usnadňuje ředění léku. Speciální konstrukce minimalizuje reziduální objem roztoku a zabraňuje plýtvání léky. Nabízí možnost připojení na nebulizační masku nebo na náustek.

Aerosolovou terapii dodáváme ve sterilním provedení.

MIKRONEBULIZÉR, T-SPOJKA S NÁUSTKEM



MASKA NEBULIZAČNÍ



KÓD FILTRU	NÁZEV (SE SPECIFIKACÍ)	MJ	BALENÍ (KS)	MIN. OBJ. MNOŽSTVÍ (KS)
GCR102007	Hadička kyslíková, 210 cm	ks	100	1
GCR101101	Brýle kyslíkové – standardní dospělé	ks	100	1
GCR101205	Maska kyslíková – standardní dospělé	ks	100	1
GCR101502	Maska pro vysokou koncentraci kyslíku – standardní dospělé	ks	100	1
GCR101701	Tracheostomická maska	ks	50	1
GCR101803	Mikronebulizér 6 ml, T-spojka s náustkem, kysl. hadička 2,1 m	ks	50	1
GCR101305	Maska nebulizační – dospělé prodloužená, 6 mm	ks	100	1

Pro více informací kontaktujte zástupce divize Intenzivní medicíny na im@promedica-praha.cz.