


PICC PORT: MINIMAX A ETI

PRO ZAVEDENÍ DO HORNÍ ČÁSTI PAŽE NEBO DO FEMORÁLNÍ OBLASTI

MINIMAX



EU-MDR
Certifikováno

Vlastnosti

- Minimálně invazivní port pro brachiální nebo femorální implantaci a pediatrické použití* (od 12 let)
- Kompatibilní s CT a MRI
- Sada mikrozaváděcích nástrojů pro snadný a bezpečný periferní přístup

Kat. č.	Katétr	Ø vnitřní (mm)	Ø vnější (mm)	Ø vnější (FR)	Délka (mm)	Tlaková injekce
201.18.17.55	PUR	1,1	1,7	5	780	✓
201.16.17.55	PUR	1,1	1,7	5	780	X
201.16.12.55*	PUR	1,1	1,7	5	780	X

* tato položka nezahrnuje: (1) nástroj pro elevaci žíly, (1) Huberova jehla 22G × 19 mm s prodloužením, (1) injekční stříkačka 10 ml, (1) jehla s tupým hrotem

Materiál	Základna D x Š (mm)	Membrána Průměr (mm)	Výška (mm)
Titan	21 x 16	9	8,6

Max. průtok:

5ml/s s max. tlakem 300 PSI, max. viskozita 12 cP, Huberova jehla 19G
Doporučuje se použití Huberovy jehly 22G

ETI



EU-MDR
Certifikováno

Materiál	Základna D x Š (mm)	Membrána Průměr (mm)	Výška (mm)
Titan	27,5 x 19	12,8	10,4

Max. průtok:

5ml/s s max. tlakem 300 PSI, max. viskozita 12 cP, Huberova jehla 19G
Doporučuje se použití Huberovy jehly 22G

Kat. č.	Katétr	Ø vnitřní (mm)	Ø vnější (mm)	Ø vnější (FR)	Délka (mm)	Tlaková injekce
201.19.17.55	PUR	1,1	1,7	5	780	✓

Sada mikro zaváděcích nástrojů:

Luer konektor, rovná Huberova jehla 22G, rozlupovací zaváděč s dilatátorem, zaváděcí jehla 21G, rovný nitinolový zaváděč, tunelovací nástroj z nerez oceli, injekční stříkačka 10 ml, nástroj pro elevaci žíly, jehla s tupým hrotem, Huberova jehla s prodloužením.